



SIMPLEE® Perfekt ausgefeilt

M+W Dental®





SIMPLEE® Eine Feile für alle Fälle

Recipfile V



Recipfile VB




W+ Feilen



W+ Tunnel






- Aus Nickel-Titan
- Sehr hohe Flexibilität
- Stark vermindertes Bruchrisiko durch reziproke Bewegungen
- Hervorragende Schneidleistung
- In den ISO-Größen R25 – R50 und den Längen 21 – 31 mm erhältlich
- Nur eine Einstellung am Motor nötig: Drehzahl: 300 RPM; 3 – max. 4 Ncm – dadurch reduziert sich der Zeitaufwand für die Wurzelkanalaufbereitung

Mit den auf das System abgestimmten Papierspitzen und Guttaperchaspitzen haben sie alles aus einer Hand und können sich auf die Passgenauigkeit verlassen.





SIMPLEE® Recipfile VB




- Wärmebehandelte Nickel-Titan Feile
- Durch Wärmebehandlung deutlich höhere Flexibilität und Bruchsicherheit
- Hervorragende Schneidleistung
- In den ISO-Größen R25 – R50 und den Längen 21 – 31 mm erhältlich
- Nur eine Einstellung am Motor nötig: Drehzahl: 350 RPM; 3 – max. 4 Ncm – dadurch reduziert sich der Zeitaufwand für die Wurzelkanalaufbereitung

Mit den auf das System abgestimmten Papierspitzen und Guttaperchaspitzen haben sie alles aus einer Hand und können sich auf die Passgenauigkeit verlassen.



Reziprok



Wärmebehandelt




Hohe Flexibilität



Hohe Bruchsicherheit




Hohe Schneidleistung




- Wärmebehandelte Nickel-Titan Feile
- Durch Wärmebehandlung deutlich höhere Flexibilität und Bruchsicherheit
- Hervorragende Schneidleistung
- In den ISO-Größen R25 – R50 und den Längen 21 – 31 mm erhältlich
- Nur eine Einstellung am Motor nötig: Drehzahl 350 RPM; 3 – max. 4 Ncm

Mit den auf das System abgestimmten Papierspitzen und Guttaperchaspitzen haben sie alles aus einer Hand und können sich auf die Passgenauigkeit verlassen.






SIMPLEE® W+ Tunnel



- NiTi-Legierung
- Dienen der Erstellung des Gleitpfades
- Durch Wärmebehandlung äußerst bruchstark und flexibel
- Perfekte Kombi mit den Simplee W+ Feilen
- Nur eine Einstellung am Motor nötig:
Drehzahl 300 – 350 RPM; 3 – max. 4 Ncm



Wärmebehandelt



Hohe Bruchstarkheit



Hohe Flexibilität



**SIMPLEE®**

Guttapercha / Papierspitzen Recip

Simplee Guttapercha Recip

- Längenmarkierung für eine einfache Anwendung
- Gute Gewebeverträglichkeit
- Farbcodiert für eine schnelle Zuordnung
- Gute Röntgenopazität
- 60 Stck. in einer Packung




Simplee Papierspitzen Recip

- Weisen eine sehr hohe Saugfähigkeit auf
- Farbmarkierungen für eine schnelle und einfache Anwendung
- Steril verpackt
- 100 Stck. in einer Packung



Farbcodiert



Steril



Stark saugfähig

Die Simplee Guttaperchaspitzen Recip und Simplee Papierspitzen Recip sind auf die Simplee RecipFile V und VB Feilen abgestimmt. Mit dieser Kombi haben Sie alles aus einer Hand, können sich auf die Passgenauigkeit verlassen und können schnell und einfach eine Behandlung durchführen.

Sie sind in den gängigen ISO-Größen 25 – 50 erhältlich und weisen eine hohe Gewebeverträglichkeit auf.

**SIMPLEE®**

Guttapercha / Papierspitzen W+

Simplee Guttapercha W+

- Farbcodiert zur schnellen Erkennung der ISO-Größe
- Längenmarkierung für eine einfache Anwendung
- Gut röntgensichtbar
- 60 Stck. in einer Packung




small 20 primary 25 medium 35 large 45

Simplee Papierspitzen W+

- Weisen eine sehr hohe Saugfähigkeit auf
- Farbmarkierungen für eine schnelle und einfache Anwendung
- Steril verpackt
- 100 Stck. in einer Packung



Farbcodiert



Steril



Stark saugfähig

Die Simplee Guttaperchaspitzen W+ und Simplee Papierspitzen W+ sind auf die Simplee RecipFile V und VB Feilen abgestimmt. Mit dieser Kombi haben Sie alles aus einer Hand, können sich auf die Passgenauigkeit verlassen und können schnell und einfach eine Behandlung durchführen.

Sie sind in den gängigen ISO-Größen 25 – 50 erhältlich und weisen eine hohe Gewebeverträglichkeit auf.